

Si l'affichage est incorrecte sur Windows 10, je pense que vous avez un écran UHD et la résolution d'affichage sous windows n'est pas à 100% (je pense à 125% ou 150% suivant votre matériel)

Lorsque j'ai acheté une surface pro je suis tombé dans ce cas et malgré des adaptations dans le logiciel il est impossible d'avoir quelque chose de parfait

Par contre, il est possible d'indiquer au logiciel sous windows de ne pas s'afficher en mode Zoom


Il faut modifier les propriétés du logiciel **PatientL.exe** ou **PodoEvolution.exe** qui se trouve dans le dossier d'installation du logiciel

(les écrans de ce guide sont pour le logiciel **PodoEvolution** mais c'est pareil pour **PatientL**)


Avant toute chose, quittez le logiciel **PodoEvolution** ou **PatientL**

Cliquez sur le **raccourci** du logiciel **PodoEvolution** ou **PatientL** avec le bouton droit de la souris

Puis **Propriétés**




Puis Modifier les paramètres PPP élevés



Puis Cochez **Remplacez le comportement de mise à l'échelle PPP élevée**

Sélectionnez **Systeme** dans le sélecteur du dessous




Appliquez les modifications

Bouton **OK**

Puis

Appliquer



Redémarrez ensuite le logiciel